

# elite<sup>®</sup>

## ADITAMENTOS COMPATIBLES



Hexágono  
Interno USA



Hexágono  
Externo Universal



Cónica  
Active



Hexágono Interno  
Cono Morse



Trilobular



Click



Conical BL



Internal Hex  
S&M



Conexión  
Interna BTI



Octógono  
Interno



Componentes  
Multi-Unit



Componentes de  
Sobredentadura  
Elitor



Llaves y  
Herramientas



Aditamentos  
Especiales



Biomateriales  
ETGRAFT

## Aditamentos Compatibles



### Hexágono Interno USA ..... pág 4

Zimmer Dental® Tapered Screw-Vent® / MIS® SEVEN® Internal Hex. / BioHorizons® Tapered Internal, Internal Plus, Tapered Tissue Level y otros\*

Plataforma NP 3.5  
Plataforma RP 4.5  
Plataforma WP 5.7  
Plataforma 3.3 (compatible sólo con MIS® SEVEN® 3.3)



### Hexágono Externo Universal ..... pág 9

Nobel Biocare Brånemark® / Eckerman® / Phibo-DefconTSH® (S3, S4) / Avinent® EC (4.1, 5.1) y otros\*

Plataforma NP 3.5  
Plataforma RP 4.1  
Plataforma WP 5.1  
Plataforma WP 5.1 con Hexágono 2.7 (compatible sólo con 3i® Externa WP)



### Cónica Active ..... pág 15

Nobel Biocare® NobelActive®, NobelReplace® Conical y otros\*

Plataforma NP 3.5  
Plataforma RP 3.9



### Hexágono Interno Cono Morse ..... pág 18

Dentsply® Implants ASTRA TECH OsseoSpeed® y otros\*

Plataforma 3.5 / 4.0 Aqua  
Plataforma 4.5 / 5.0 Lilac



### Trilobular ..... pág 20

Nobel Biocare® Select Replace® y otros\*

Plataforma NP 3.5  
Plataforma RP 4.3  
Plataforma WP 5.0



### Click ..... pág 22

Biomet 3i® Certain® y otros\*

Plataforma 3.4  
Plataforma 4.1  
Plataforma 5.0



### Conical BL ..... pág 24

Straumann® Bone Level® y otros\*

Plataforma NC 3.3  
Plataforma RC 4.1

## Aditamentos Compatibles



### **Internal Hex S&M** ..... **pág 26**

Sweden & Martina® Premium Khono

Plataforma 3.3  
Plataforma 3.8  
Plataforma 4.25



### **Conexión Interna BTI** ..... **pág 28**

BTI®

Plataforma 4.1  
Plataforma 5.5



### **Octógono Interno** ..... **pág 30**

Straumann® Tissue Level® y otros\*

Plataforma RN 4.8  
Plataforma WN 6.5  
Componentes Sistema Synocta



### **Componentes Multi-Unit** ..... **pág 34**

Nobel Biocare® Multi-Unit / Elite® Multi-Unit y otros\*

Multi-Unit  
Estheticone



### **Componentes de Sobredentadura Elitor** ..... **pág 36**

Locator® / Kerator® / Elitor® y otros\*



### **Llaves y herramientas** ..... **pág 37**

Llaves Protésicas  
Extractores de Implantes y Tornillos



### **Aditamentos varios especiales** ..... **pág 39**



### **Biomateriales ETGRAFT** ..... **pág 39**

# Hexágono Interno USA



Compatible con: Zimmer Dental® Tapered Screw-Vent® / MIS® SEVEN®  
Internal Hex. / BioHorizons® Tapered Internal, Internal Plus, Tapered Tissue Level y otros

## Ø3.5



### Pilar de Cicatrización Ø3.5

H2.0mm - Ref: AU49-302120  
H3.0mm - Ref: AU49-302130  
H4.0mm - Ref: AU49-302140  
H5.0mm - Ref: AU49-302150  
H7.0mm - Ref: AU49-302170



### Pilar de Cicatrización Ø4.5

H2.0mm - Ref: AU49-302120-D45  
H3.0mm - Ref: AU49-302130-D45  
H4.0mm - Ref: AU49-302140-D45  
H5.0mm - Ref: AU49-302150-D45  
H7.0mm - Ref: AU49-302170-D45



### Pilar de Cicatrización Ø5.5

H2.0mm - Ref: AU49-302120-D55  
H3.0mm - Ref: AU49-302130-D55  
H5.0mm - Ref: AU49-302150-D55  
H7.0mm - Ref: AU49-302170-D55



### Coping de Impresión Cubeta Abierta

Ref: AU49-300090



### Coping de Impresión Cubeta Cerrada

Ref: AU49-300080



### Réplica

Ref: AU49-300015

## Ø4.5



### Pilar de Cicatrización Ø4.5

H3.0mm - Ref: AU49-402130  
H4.0mm - Ref: AU49-402140  
H5.0mm - Ref: AU49-402150



### Pilar de Cicatrización Ø5.5

H3.0mm - Ref: AU49-402130-D55  
H4.0mm - Ref: AU49-402140-D55  
H5.0mm - Ref: AU49-402150-D55

-



### Coping de Impresión Cubeta Abierta

Ref: AU49-400090

-



### Réplica

Ref: AU49-400015

## Ø5.7



### Pilar de Cicatrización Ø6.5

H3.0mm - Ref: AU49-502130  
H5.0mm - Ref: AU49-502150

-

-



### Coping de Impresión Cubeta Abierta

Ref: AU49-500090

-



### Réplica

Ref: AU49-500015



Compatible con: Zimmer Dental® Tapered Screw-Vent® / MIS® SEVEN®  
Internal Hex. / BioHorizons® Tapered Internal, Internal Plus, Tapered Tissue Level y otros

## Ø3.5



### Tornillo Clínico Hex. 1.27

Normal - Ref: AU49-E30056  
Negro DLC - Ref: AU49-E30056-N



### Calcifiable (POM C)

Antirrotatorio - Ref: AU49-300200-A  
Rotatorio - Ref: AU49-300250-A  
Anatómico Anti. - Ref: AU49-300200  
Anatómico Rot. - Ref: AU49-300250



### Calcifiable con base Cr-Co

Antirrotatorio - Ref: AU49-300400  
Rotatorio - Ref: AU49-300450



### Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU49-300300  
Rotatorio - Ref: AU49-300350



### Pilar Cementable Recto

H0.0mm - Ref: AU49-301320  
H1.0mm - Ref: AU49-301321  
H2.0mm - Ref: AU49-301322  
H3.0mm - Ref: AU49-301323



### Pilar Cementable Angulado

15° x H1.0mm - Ref: AU49-301515-1  
15° x H2.0mm - Ref: AU49-301515-2  
15° x H3.0mm - Ref: AU49-301515-3  
25° x H1.0mm - Ref: AU49-301525-1  
25° x H2.0mm - Ref: AU49-301525-2  
25° x H3.0mm - Ref: AU49-301525-3

## Ø4.5



### Tornillo Clínico Hex. 1.27

Normal - Ref: AU49-E30056  
Negro DLC - Ref: AU49-E30056-N



### Calcifiable (POM C)

Antirrotatorio - Ref: AU49-400200  
Rotatorio - Ref: AU49-400250



### Calcifiable con base Cr-Co

Antirrotatorio - Ref: AU49-400400  
Rotatorio - Ref: AU49-400450



### Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU49-400300  
Rotatorio - Ref: AU49-400350



### Pilar Cementable Recto

H0.0mm - Ref: AU49-401320  
H1.0mm - Ref: AU49-401321  
H2.0mm - Ref: AU49-401322  
H3.0mm - Ref: AU49-401323

-

## Ø5.7



### Tornillo Clínico Hex. 1.27

Normal - Ref: AU49-E30056  
Negro DLC - Ref: AU49-E30056-N



### Calcifiable (POM C)

Antirrotatorio - Ref: AU49-500200  
Rotatorio - Ref: AU49-500250



### Calcifiable con base Cr-Co

Antirrotatorio - Ref: AU49-500400

-

-

-

# Hexágono Interno USA



Compatible con: Zimmer Dental® Tapered Screw-Vent® / MIS® SEVEN®  
Internal Hex. / BioHorizons® Tapered Internal, Internal Plus, Tapered Tissue Level y otros

Ø3.5



## Interfase

Antirrotatoria H1.0mm - Ref: AU49-300601  
Rotatoria H1.0mm - Ref: AU49-300651



## Scan Body

Extraoral - Ref: AU49-302200



## Tornillo Clínico Tetralobular Angulado

Normal - Ref: AU49-E30050



## Base Cr-Co Angulada

Antirrotatorio - Ref: AU49-300410  
Rotatorio - Ref: AU49-300460



## Chimenea Calcinable Angulada

17° - Ref: AU67-001701  
30° - Ref: AU67-003001



## Interfase Orientable

Antirrotatorio H0.5 - Ref: AU49-300600-05  
Antirrotatorio H1.5 - Ref: AU49-300600-15  
Antirrotatorio H3.0 - Ref: AU49-300600-30  
Rotatorio H0.5 - Ref: AU49-300650-05  
Rotatorio H1.5 - Ref: AU49-300650-15  
Rotatorio H3.5 - Ref: AU49-300650-30

Ø4.5

-

-

-

-

-

-

Ø5.7

-

-

-

-

-

-



Compatible con: Zimmer Dental® Tapered Screw-Vent® / MIS® SEVEN®  
Internal Hex. / BioHorizons® Tapered Internal, Internal Plus, Tapered Tissue Level y otros

## Ø3.5



**Scan Body**

Extraoral -Ref: AU00-002201



**Pilar Multi-Unit Recto**

H1.0mm - Ref: AU49-301010  
H2.0mm - Ref: AU49-301020  
H3.0mm - Ref: AU49-301030  
H4.0mm - Ref: AU49-301040  
H5.0mm - Ref: AU49-301050



**Pilar Multi-Unit Angulado**

17° x H2.0mm - Ref: AU49-301217  
17° x H3.0mm - Ref: AU49-301217-3  
17° x H4.0mm - Ref: AU49-301217-4  
30° x H4.0mm - Ref: AU49-301230  
30° x H5.0mm - Ref: AU49-301230-5  
30° x H6.0mm - Ref: AU49-301230-6



**Pilar Elitor**

H0.0mm - Ref: AU65-PA350  
H1.0mm - Ref: AU65-PA351  
H2.0mm - Ref: AU65-PA352  
H3.0mm - Ref: AU65-PA353  
H4.0mm - Ref: AU65-PA354  
H5.0mm - Ref: AU65-PA355  
H6.0mm - Ref: AU65-PA356



**Pilar Elitor Angulado**

15° x H1.5mm - Ref: AU65-PA35A1515  
15° x H3.0mm - Ref: AU65-PA35A1530

## Ø4.5

-



**Pilar Multi-Unit Recto**

H1.0mm - Ref: AU49-401010  
H2.0mm - Ref: AU49-401020  
H3.0mm - Ref: AU49-401030  
H4.0mm - Ref: AU49-401040  
H5.0mm - Ref: AU49-401050



**Pilar Multi-Unit Angulado**

17° x H2.0mm - Ref: AU49-401217-2  
17° x H3.0mm - Ref: AU49-401217-3  
17° x H4.0mm - Ref: AU49-401217-4  
30° x H4.0mm - Ref: AU49-401230-4  
30° x H5.0mm - Ref: AU49-401230-5  
30° x H6.0mm - Ref: AU49-401230-6



**Pilar Elitor**

H0.0mm - Ref: AU65-PA450  
H1.0mm - Ref: AU65-PA451  
H2.0mm - Ref: AU65-PA452  
H3.0mm - Ref: AU65-PA453  
H4.0mm - Ref: AU65-PA454  
H5.0mm - Ref: AU65-PA455  
H6.0mm - Ref: AU65-PA456

-

## Ø5.7

-



**Pilar Elitor**

H1.0mm - Ref: AU65-PA501  
H2.0mm - Ref: AU65-PA502  
H3.0mm - Ref: AU65-PA503  
H4.0mm - Ref: AU65-PA504  
H5.0mm - Ref: AU65-PA505

-

# Hexágono Interno USA (Mis Seven 3.3)



Compatible con: MIS® SEVEN® Plataforma 3.3

Ø3.3



## Pilar Cicatrización

H2.0mm - Ref: AU26-332120  
H3.0mm - Ref: AU26-332130  
H4.0mm - Ref: AU26-332140  
H5.0mm - Ref: AU26-332150  
H6.0mm - Ref: AU26-332160



## Coping de Impresión Cubeta Abierta

Ref: AU26-330090



## Réplica

Ref: AU26-330015



## Tornillo Clínico

M1.6 Hex. 1.27  
H2.0mm - Ref: AU26-000056



## Calcinable (POM C)

Antirrotatorio - Ref: AU26-330200  
Rotatorio - Ref: AU26-330250



## Calcinable con base Cr-Co

Antirrotatorio - Ref: AU26-330400  
Rotatorio - Ref: AU26-330450

Ø3.3



## Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU26-330300  
Rotatorio - Ref: AU26-330350



## Pilar Multi-Unit Recto

H1.0mm - Ref: AU26-331010  
H2.0mm - Ref: AU26-331020  
H3.0mm - Ref: AU26-331030  
H4.0mm - Ref: AU26-331040



## Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-MIS331  
H2.0mm - Ref: AU65-MIS332  
H3.0mm - Ref: AU65-MIS333  
H4.0mm - Ref: AU65-MIS334  
H5.0mm - Ref: AU65-MIS335  
H6.0mm - Ref: AU65-MIS336





Compatible con: Nobel Biocare Brånemark® / Eckerman® / Phibo-DefconTSH® (S3, S4) / Avinent® EC (4.1, 5.1) y otros

## NP Ø3.5



**Pilar de Cicatrización  
Ø3.5**

H3.0mm - Ref: AU44-332130  
H5.0mm - Ref: AU44-332150



**Pilar de Cicatrización  
Ø4.5**

H3.0mm - Ref: AU44-332130-D45  
H5.0mm - Ref: AU44-332150-D45



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Unigrip - Ref: AU44-330090

-



**Réplica**

Ref: AU44-330015

## RP Ø4.1



**Pilar de Cicatrización  
Ø4.1**

H2.0mm - Ref: AU44-002120  
H3.0mm - Ref: AU44-002130  
H4.0mm - Ref: AU44-002140  
H5.0mm - Ref: AU44-002150



**Pilar de Cicatrización  
Ø5.0**

H2.0mm - Ref: AU44-002120-50  
H3.0mm - Ref: AU44-002130-50  
H4.0mm - Ref: AU44-002140-50  
H5.0mm - Ref: AU44-002150-50



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Unigrip - Ref: AU44-000090  
Hex. 1.20 - Ref: AU44-000190



**Coping de Impresión  
Cubeta Cerrada**

Ref: AU44-000080



**Réplica**

Ref: AU44-000015

## WP Ø5.1



**Pilar de Cicatrización  
Ø5.1**

H3.0mm - Ref: AU44-502130  
H5.0mm - Ref: AU44-502150



**Pilar de Cicatrización  
Ø6.0**

H3.0mm - Ref: AU44-502130-D60  
H5.0mm - Ref: AU44-502150-D60



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Unigrip - Ref: AU44-500090

-



**Réplica**

Ref: AU44-500015

# Hexágono Externo Universal



Compatible con: Nobel Biocare Brånemark® / Eckerman® / Phibo-DefconTSH® (S3, S4) / Avinent® EC (4.1, 5.1) y otros

## NP Ø3.5



### Tornillo Clínico

M1.6 Unigrip - Ref: AU44-330057



### Calcínable (POM C)

Antirrotatorio - Ref: AU44-330200  
Rotatorio - Ref: AU44-330250



### Calcínable con base Cr-Co

Antirrotatorio - Ref: AU44-330500  
Rotatorio - Ref: AU44-330550



### Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU44-330300  
Rotatorio - Ref: AU44-330350



### Pilar Cementable Recto

Antirrotatorio - Ref: AU44-331320  
Rotatorio - Ref: AU44-331330

## RP Ø4.1



### Tornillo Clínico

M2 Hex. 1.20  
Normal - Ref: AU44-E00054  
Negro DLC - Ref: AU44-E00054-N  
M2 Unigrip  
Normal - Ref: AU44-E00057  
Negro DLC - Ref: AU44-E00057-N  
M2 Cuadrado 1.30  
Normal - Ref: AU44-E00053  
M2 Hex. 1.25  
Normal - Ref: AU44-E00052  
Negro DLC - Ref: AU44-E00052-N




### Calcínable (POM C)

Antirrotatorio - Ref: AU44-E00200  
Rotatorio - Ref: AU44-E00250



### Calcínable con base Cr-Co

Antirrotatorio - Ref: AU44-000400  
Rotatorio - Ref: AU44-000450



### Pilar Provisional

Titanio Antirrotatorio - Ref: AU44-000300  
Titanio Rotatorio - Ref: AU44-000350  
PEEK Antirrotatorio - Ref: AU44-000500  
PEEK Rotatorio - Ref: AU44-000550



### Pilar Cementable Recto

Antirrotatorio - Ref: AU44-001320  
Rotatorio - Ref: AU44-001330

## WP Ø5.1



### Tornillo Clínico

M2.5 Unigrip - Ref: AU44-500057  
M2.5 Hex. 1.20 - Ref: AU44-500054



### Calcínable (POM C)

Antirrotatorio - Ref: AU44-500200  
Rotatorio - Ref: AU44-500250



### Calcínable con base Cr-Co

Antirrotatorio - Ref: AU44-500400  
Rotatorio - Ref: AU44-500450



### Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU44-500300  
Rotatorio - Ref: AU44-500350

-



Compatible con: Nobel Biocare Brånemark® / Eckerman® / Phibo-DefconTSH® (S3, S4) / Avinent® EC (4.1, 5.1) y otros

## NP Ø3.5



### Pilar Cementable Angulado

15° x H1.5mm - Ref: AU44-331515-15



### Interfase

Antirrotatoria H1.0mm - Ref: AU44-000600  
Rotatoria H1.0mm - Ref: AU44-000650



### Scan Body

Extraoral - Ref: AU44-332200

-

-

-

## RP Ø4.1



### Pilar Cementable Angulado

15° x H1.5mm - Ref: AU44-001515-15  
25° x H2.0mm - Ref: AU44-001525-2



### Interfase

Antirrotatoria H1.0mm - Ref: AU44-330600  
Rotatoria H1.0mm - Ref: AU44-330650



### Scan Body

Extraoral - Ref: AU44-412000



### Tornillo Clínico M-2 Tetralobular Angulado

Normal - Ref: AU44-E00050



### Base Cr-Co Angulada

Antirrotatorio - Ref: AU44-000410  
Rotatorio - Ref: AU44-000460



### Chimenea Calcinable Angulada

17° - Ref: AU67-001701  
30° - Ref: AU67-003001

## WP Ø5.1



### Pilar Cementable Angulado

15° x H1.5mm - Ref: AU44-501515-15



### Interfase

Antirrotatoria H1.0mm - Ref: AU44-500600  
Rotatoria H1.0mm - Ref: AU44-500650

-

-

-

-

# Hexágono Externo Universal



Compatible con: Nobel Biocare Brånemark® / Eckerman® / Phibo-DefconTSH® (S3, S4) / Avinent® EC (4.1, 5.1) y otros

## NP Ø3.5

-

-



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.0mm - Ref: AU43-351010  
H2.0mm - Ref: AU43-351020  
H3.0mm - Ref: AU43-351030

-

-

## RP Ø4.1



### Interfase Orientable

Antirrotatorio H1.5 - Ref: AU44-000600-15  
Antirrotatorio H2.5 - Ref: AU44-000600-25  
Antirrotatorio H3.5 - Ref: AU44-000600-35  
Rotatorio H1.5 - Ref: AU44-000650-15  
Rotatorio H2.5 - Ref: AU44-000650-25  
Rotatorio H3.5 - Ref: AU44-000650-35



### Scan Body

Extraoral - Ref: AU00-002201



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.0mm - Ref: AU43-501010-CA  
H2.0mm - Ref: AU43-501020-CA  
H3.0mm - Ref: AU43-501030-CA  
H4.0mm - Ref: AU43-501040-CA  
H5.0mm - Ref: AU43-501050-CA



### Pilar Multi-Unit Angulado

17° x H2.0mm - Ref: AU43-501217-2  
17° x H3.0mm - Ref: AU43-501217-3  
17° x H4.0mm - Ref: AU43-501217-4  
30° x H3.0mm - Ref: AU43-501230-3  
30° x H4.0mm - Ref: AU43-501230-4  
30° x H5.0mm - Ref: AU43-501230-5



### Pilar Estheticone Recto

H1.0mm - Ref: AU43-201010  
H2.0mm - Ref: AU43-201020  
H3.0mm - Ref: AU43-201030

## WP Ø5.1

-

-



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.0mm - Ref: AU43-601010  
H2.0mm - Ref: AU43-601020  
H3.0mm - Ref: AU43-601030

-

-



Compatible con: Nobel Biocare Brånemark® / Eckerman® / Phibo-DefconTSH® (S3, S4) / Avinent® EC (4.1, 5.1) y otros

## NP Ø3.5



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-00B331  
H2.0mm - Ref: AU65-00B332  
H3.0mm - Ref: AU65-00B333  
H4.0mm - Ref: AU65-00B334  
H5.0mm - Ref: AU65-00B335

## RP Ø4.1



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-00B401  
H2.0mm - Ref: AU65-00B402  
H3.0mm - Ref: AU65-00B403  
H4.0mm - Ref: AU65-00B404  
H5.0mm - Ref: AU65-00B405  
H6.0mm - Ref: AU65-00B406



### Pilar Elitor Angulado

15° x H1.5mm - Ref: AU65-B401A1515  
15° x H3.0mm - Ref: AU65-B401A1530

## WP Ø5.1



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-00B501  
H2.0mm - Ref: AU65-00B502  
H3.0mm - Ref: AU65-00B503  
H4.0mm - Ref: AU65-00B504  
H5.0mm - Ref: AU65-00B505

# Hexágono Externo Universal (3i® Externa 5.1)



Compatible con: Biomet 3i® Externa Plataforma Ø5.1

## Ø5.1 con Hex. 2.7



### Pilar Cicatrización

H3.0mm - Ref: AU51-502130  
H5.0mm - Ref: AU51-502150



### Coping de Impresión Cubeta Abierta

Ref: AU51-500090



### Réplica

Ref: AU51-500015



### Tornillo Clínico

**M2 Hex. 1.20**  
Normal - Ref: AU44-E00054  
Negro DLC - Ref: AU44-E00054-N  
**M2 Unigrip**  
Normal - Ref: AU44-E00057  
Negro DLC - Ref: AU44-E00057-N  
**M2 Cuadrado 1.30**  
Normal - Ref: AU44-E00053  
**M2 Hex. 1.25**  
Normal - Ref: AU44-E00052  
Negro DLC - Ref: AU44-E00052-N



### Calcinable (POM C)

Antirrotatorio - Ref: AU51-500200  
Rotatorio - Ref: AU51-500250

## Ø5.1 con Hex. 2.7



### Calcinable con base Cr-Co

Antirrotatorio - Ref: AU51-500400  
Rotatorio - Ref: AU51-500450



### Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU51-500300  
Rotatorio - Ref: AU51-500350



Compatible con: Nobel Biocare® NobelActive®, NobelReplace® Conical y otros

## MiP Ø3.0



**Pilar de Cicatrización  
Ø3.6**

H3.0mm - Ref: AU25-302130  
H5.0mm - Ref: AU25-302150  
H7.0mm - Ref: AU25-302170

-



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU25-300090



**Réplica**

Ref: AU25-300015



**Tornillo Clínico**

Unigrip  
Normal - Ref: AU25-300057  
Negro DLC - Ref: AU25-300057-N



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU25-300200  
Rotatorio - Ref: AU25-300250

## NP Ø3.5



**Pilar de Cicatrización  
Ø3.6**

H3.0mm - Ref: AU25-352130  
H5.0mm - Ref: AU25-352150  
H7.0mm - Ref: AU25-352170



**Pilar de Cicatrización  
Ø5.0**

H3.0mm - Ref: AU25-352130-D50  
H5.0mm - Ref: AU25-352150-D50  
H7.0mm - Ref: AU25-352170-D50



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU25-350090



**Réplica**

Ref: AU25-350015



**Tornillo Clínico**

M1.6 Unigrip  
Normal - Ref: AU25-350057  
Negro DLC - Ref: AU25-350057-N



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU25-350200  
Rotatorio - Ref: AU25-350250

## RP Ø3.9



**Pilar de Cicatrización  
Ø3.9**

H3.0mm - Ref: AU25-432130  
H5.0mm - Ref: AU25-432150  
H7.0mm - Ref: AU25-432170



**Pilar de Cicatrización  
Ø5.0**

H3.0mm - Ref: AU25-432130-D50  
H5.0mm - Ref: AU25-432150-D50  
H7.0mm - Ref: AU25-432170-D50



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU25-430090



**Réplica**

Ref: AU25-430015



**Tornillo Clínico**

M2 Unigrip  
Normal - Ref: AU25-430057  
Negro DLC - Ref: AU25-430057-N



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU25-430200  
Rotatorio - Ref: AU25-430250



Compatible con: Nobel Biocare® NobelActive®, NobelReplace® Conical y otros

## MiP Ø3.0



### Calcinable con base Cr-Co

Antirrotatorio - Ref: AU25-300400

Rotatorio - Ref: AU25-300450



### Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU25-300300

Rotatorio - Ref: AU25-300350

## NP Ø3.5



### Calcinable con base Cr-Co

Antirrotatorio - Ref: AU25-350400

Rotatorio - Ref: AU25-350450



### Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU25-350300

Rotatorio - Ref: AU25-350350



### Cementable Recto

H1.5mm - Ref: AU25-351321

H2.5mm - Ref: AU25-351322

H3.5mm - Ref: AU25-351323

H4.5mm - Ref: AU25-351324

H5.5mm - Ref: AU25-351325

H6.5mm - Ref: AU25-351326



### Cementable Angulado

15° x H1.5mm - Ref: AU25-351515-1

15° x H2.5mm - Ref: AU25-351515-2

15° x H3.5mm - Ref: AU25-351515-3

25° x H1.5mm - Ref: AU25-351525-1

25° x H2.5mm - Ref: AU25-351525-2

25° x H3.5mm - Ref: AU25-351525-3



### Tornillo Clínico M-1.6 Tetralobular Angulado

Normal - Ref: AU25-350050



### Base Cr-Co Angulada

Antirrotatorio - Ref: AU25-350410

Rotatorio - Ref: AU25-350460

## RP Ø3.9



### Calcinable con base Cr-Co

Antirrotatorio - Ref: AU25-430400

Rotatorio - Ref: AU25-430450



### Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU25-430300

Rotatorio - Ref: AU25-430350





Compatible con: Nobel Biocare® NobelActive®, NobelReplace® Conical y otros

## MiP Ø3.0

## NP Ø3.5

## RP Ø3.9



### Chimenea Calcinable Angulada

17° - Ref: AU67-001701  
30° - Ref: AU67-003001



### Interfase Orientable

Antirrotatorio H1.5 - Ref: AU25-350600-15  
Antirrotatorio H2.5 - Ref: AU25-350600-25  
Antirrotatorio H3.5 - Ref: AU25-350600-35  
Rotatorio H1.5 - Ref: AU25-350650-15  
Rotatorio H2.5 - Ref: AU25-350650-25  
Rotatorio H3.5 - Ref: AU25-350650-35



### Scan Body

Extraoral -Ref: AU00-002201



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.5mm - Ref: AU25-351015  
H2.5mm - Ref: AU25-351025  
H3.5mm - Ref: AU25-351035  
H4.5mm - Ref: AU25-351045  
H5.5mm - Ref: AU25-351055  
H6.5mm - Ref: AU25-351065



### Pilar Multi-Unit Angulado

17° x H2.5mm - Ref: AU25-351217-25  
17° x H3.5mm - Ref: AU25-351217-35  
30° x H3.5mm - Ref: AU25-351230-35  
30° x H4.5mm - Ref: AU25-351230-45



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-NA351  
H2.0mm - Ref: AU65-NA352  
H3.0mm - Ref: AU65-NA353  
H4.0mm - Ref: AU65-NA354  
H5.0mm - Ref: AU65-NA355  
H6.0mm - Ref: AU65-NA356



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.5mm - Ref: AU25-431015  
H2.5mm - Ref: AU25-431025  
H3.5mm - Ref: AU25-431035  
H4.5mm - Ref: AU25-431045  
H5.5mm - Ref: AU25-431055  
H6.5mm - Ref: AU25-431065



### Pilar Multi-Unit Angulado

17° x H2.5mm - Ref: AU25-431217-25  
17° x H3.5mm - Ref: AU25-431217-35  
30° x H3.5mm - Ref: AU25-431230-35  
30° x H4.5mm - Ref: AU25-431230-45



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-NA451  
H2.0mm - Ref: AU65-NA452  
H3.0mm - Ref: AU65-NA453  
H4.0mm - Ref: AU65-NA454  
H5.0mm - Ref: AU65-NA455  
H6.0mm - Ref: AU65-NA456

# Hexágono Interno Cono Morse



Compatible con: Dentsply® Implants ASTRA TECH OsseoSpeed® y otros

## Ø3.0 X-Estrecha



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU30-300090



**Réplica**

Ref: AU30-300015



**Tornillo Clínico**

Ref: AU30-300052

## Ø3.5 / Ø4.0 Aqua



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU30-350090



**Réplica**

Ref: AU30-350015 - (12 posiciones)  
Ref: AU30-350016 - (6 posiciones)



**Tornillo Clínico**

M1.6 Hex. 1.27  
Normal - Ref: AU30-350052  
Negro DLC - Ref: AU30-350052-N



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU30-350200  
Rotatorio - Ref: AU30-350250



**Calcinable con base Cr-Co**

Antirrotatorio - Ref: AU30-350400  
Rotatorio - Ref: AU30-350450



**Pilar Provisional**

Antirrotatorio - Ref: AU30-350300  
Rotatorio - Ref: AU30-350350

## Ø4.5 / Ø5.0 Lilac



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU30-450090



**Réplica**

Ref: AU30-450015



**Tornillo Clínico**

M2 Hex. 1.27  
Normal - Ref: AU30-450052  
Negro DLC - Ref: AU30-450052-N



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU30-450200  
Rotatorio - Ref: AU30-450250



**Calcinable con base Cr-Co**

Antirrotatorio - Ref: AU30-450400  
Rotatorio - Ref: AU30-450450



**Pilar Provisional**

Antirrotatorio - Ref: AU30-450300  
Rotatorio - Ref: AU30-450350



Compatible con: Dentsply® Implants ASTRA TECH OsseoSpeed® y otros

## Ø3.5 / Ø4.0 Aqua



### Pilar Cementable Recto

Antirrotatorio H0.0mm - Ref: AU30-351320  
 Antirrotatorio H1.0mm - Ref: AU30-351321  
 Antirrotatorio H3.0mm - Ref: AU30-351323  
 Antirrotatorio H5.0mm - Ref: AU30-351325



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.5mm - Ref: AU30-351015  
 H2.5mm - Ref: AU30-351025  
 H3.5mm - Ref: AU30-351035  
 H4.5mm - Ref: AU30-351045



### Pilar Multi-Unit Angulado

17° x H2.5mm - Ref: AU30-351217  
 17° x H3.5mm - Ref: AU30-351217-35  
 30° x H3.5mm - Ref: AU30-351230-35  
 30° x H4.5mm - Ref: AU30-351230-45



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-AS351  
 H2.0mm - Ref: AU65-AS352  
 H3.0mm - Ref: AU65-AS353  
 H4.0mm - Ref: AU65-AS354  
 H5.0mm - Ref: AU65-AS355  
 H6.0mm - Ref: AU65-AS356

## Ø4.5 / Ø5.0 Lilac



### Pilar Cementable Recto

Antirrotatorio H1.0mm - Ref: AU30-451320



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.5mm - Ref: AU30-451015  
 H2.5mm - Ref: AU30-451025  
 H3.5mm - Ref: AU30-451035  
 H4.5mm - Ref: AU30-451045



### Pilar Multi-Unit Angulado

17° x H2.5mm - Ref: AU30-451217  
 17° x H3.5mm - Ref: AU30-451217-35  
 30° x H3.5mm - Ref: AU30-451230  
 30° x H4.5mm - Ref: AU30-451230-45



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-AS451  
 H2.0mm - Ref: AU65-AS452  
 H3.0mm - Ref: AU65-AS453  
 H4.0mm - Ref: AU65-AS454  
 H5.0mm - Ref: AU65-AS455  
 H6.0mm - Ref: AU65-AS456



Compatible con: Nobel Biocare® Select Replace® y otros

## NP Ø3.5



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU54-350090



**Réplica**

Ref: AU54-350015



**Tornillo Clínico**

Unigrip

Normal - Ref: AU54-350057

Negro DLC - Ref: AU54-350057-N



**Calcínable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU54-350200-B

Rotatorio - Ref: AU54-350250-B



**Calcínable con base Cr-Co**

Antirrotatorio - Ref: AU54-350400

Rotatorio - Ref: AU54-350450



**Pilar Provisional**

Antirrotatorio - Ref: AU54-350300

Rotatorio - Ref: AU54-350350

## RP Ø4.3



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU54-430090



**Réplica**

Ref: AU54-430015



**Tornillo Clínico**

Unigrip

Normal - Ref: AU54-430057

Negro DLC - Ref: AU54-430057-N



**Calcínable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU54-430200-B

Rotatorio - Ref: AU54-430250-B



**Calcínable con base Cr-Co**

Antirrotatorio - Ref: AU54-430400

Rotatorio - Ref: AU54-430450



**Pilar Provisional**

Antirrotatorio - Ref: AU54-430300

Rotatorio - Ref: AU54-430350

## WP Ø5.0



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU54-500090



**Réplica**

Ref: AU54-500015



**Tornillo Clínico**

Unigrip

Normal - Ref: AU54-430057

Negro DLC - Ref: AU54-430057-N



**Calcínable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU54-500200-B

Rotatorio - Ref: AU54-500250-B



**Calcínable con base Cr-Co**

Antirrotatorio - Ref: AU54-500400

Rotatorio - Ref: AU54-500450



**Pilar Provisional**

Antirrotatorio - Ref: AU54-500300

Rotatorio - Ref: AU54-500350



Compatible con: Nobel Biocare® Select Replace® y otros

## NP Ø3.5



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.0mm - Ref: AU54-351010  
 H2.0mm - Ref: AU54-351020  
 H3.0mm - Ref: AU54-351030



### Pilar Multi-Unit Angulado

H2.0mm - 17° - Ref: AU54-351217  
 H3.0mm - 17° - Ref: AU54-351217-3



### Pilar Elitor

H0.0mm - Ref: AU65-SRS350  
 H1.0mm - Ref: AU65-SRS351  
 H2.0mm - Ref: AU65-SRS352  
 H3.0mm - Ref: AU65-SRS353  
 H4.0mm - Ref: AU65-SRS354  
 H5.0mm - Ref: AU65-SRS355  
 H6.0mm - Ref: AU65-SRS356

## RP Ø4.3



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.0mm - Ref: AU54-431010  
 H2.0mm - Ref: AU54-431020  
 H3.0mm - Ref: AU54-431030  
 H4.0mm - Ref: AU54-431040  
 H5.0mm - Ref: AU54-431050



### Pilar Multi-Unit Angulado

H2.0mm - 17° - Ref: AU54-431217-2  
 H3.0mm - 17° - Ref: AU54-431217-3  
 H4.0mm - 17° - Ref: AU54-431217-4  
 H4.0mm - 30° - Ref: AU54-431230-4  
 H5.0mm - 30° - Ref: AU54-431230-5



### Pilar Elitor

H0.0mm - Ref: AU65-SRS430  
 H1.0mm - Ref: AU65-SRS431  
 H2.0mm - Ref: AU65-SRS432  
 H3.0mm - Ref: AU65-SRS433  
 H4.0mm - Ref: AU65-SRS434  
 H5.0mm - Ref: AU65-SRS435  
 H6.0mm - Ref: AU65-SRS436

## WP Ø5.0



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.0mm - Ref: AU54-501010  
 H2.0mm - Ref: AU54-501020  
 H3.0mm - Ref: AU54-501030

-



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-SRS501  
 H2.0mm - Ref: AU65-SRS502  
 H3.0mm - Ref: AU65-SRS503  
 H4.0mm - Ref: AU65-SRS504  
 H5.0mm - Ref: AU65-SRS505



Compatible con: Biomet 3i® Certain® y otros

## Ø3.4



**Coping Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU14-340090



**Réplica**

Ref: AU14-340015



**Tornillo Clínico  
para aditamentos  
rotatorios y antirrotatorios**

M1.6 Hex. 1.20

Normal - Ref: AU14-340052

Negro DLC - Ref: AU14-340052-N

-



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU14-340200

Rotatorio - Ref: AU14-340250

## Ø4.1



**Coping Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU14-410090



**Réplica**

Ref: AU14-410015



**Tornillo Clínico  
para aditamentos  
antirrotatorios**

M1.6 Hex. 1.20

Normal - Ref: AU14-340052

Negro DLC - Ref: AU14-340052-N



**Tornillo Clínico  
para aditamentos rotatorios**

M1.6 Hex. 1.20

Normal - Ref: AU14-410052

Negro DLC - Ref: AU14-410052-N



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU14-410200

Rotatorio - Ref: AU14-410250

## Ø5.0



**Coping Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU14-500090



**Réplica**

Ref: AU14-500015



**Tornillo Clínico  
para aditamentos  
antirrotatorios**

M1.6 Hex. 1.20

Normal - Ref: AU14-340052

Negro DLC - Ref: AU14-340052-N




**Tornillo Clínico  
para aditamentos rotatorios**

M1.6 Hex. 1.20

Normal - Ref: AU14-410052

Negro DLC - Ref: AU14-410052-N



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU14-500200

Rotatorio - Ref: AU14-500250



Compatible con: Biomet 3i® Certain® y otros

**Ø3.4**



**Calcinable con base Cr-Co**  
 Antirrotatorio - Ref: AU14-340400  
 Rotatorio - Ref: AU14-340450



**Pilar Provisional**  
 Antirrotatorio - Ref: AU14-340300  
 Rotatorio - Ref: AU14-340350



**Pilar Multi-Unit Recto**  
 H1.0mm - Ref: AU14-341010  
 H2.0mm - Ref: AU14-341020  
 H3.0mm - Ref: AU14-341030  
 H4.0mm - Ref: AU14-341040



**Pilar Multi-Unit Angulado**  
 17° H2.0mm - Ref: AU14-341217-2  
 17° H4.0mm - Ref: AU14-341217-4  
 30° H3.0mm - Ref: AU14-341230-3  
 30° H5.0mm - Ref: AU14-341230-5



**Pilar Elitor**  
 H1.0mm - Ref: AU65-00CE341  
 H2.0mm - Ref: AU65-00CE342  
 H3.0mm - Ref: AU65-00CE343  
 H4.0mm - Ref: AU65-00CE344  
 H5.0mm - Ref: AU65-00CE345  
 H6.0mm - Ref: AU65-00CE346

**Ø4.1**



**Calcinable con base Cr-Co**  
 Antirrotatorio - Ref: AU14-410400  
 Rotatorio - Ref: AU14-410450



**Pilar Provisional**  
 Antirrotatorio - Ref: AU14-410300  
 Rotatorio - Ref: AU14-410350



**Pilar Multi-Unit Recto**  
 H1.0mm - Ref: AU14-411010  
 H2.0mm - Ref: AU14-411020  
 H3.0mm - Ref: AU14-411030  
 H4.0mm - Ref: AU14-411040



**Pilar Multi-Unit Angulado**  
 17° H2.0mm - Ref: AU14-411217-2  
 17° H4.0mm - Ref: AU14-411217-4  
 30° H3.0mm - Ref: AU14-411230-3  
 30° H5.0mm - Ref: AU14-411230-5



**Pilar Elitor**  
 H1.0mm - Ref: AU65-00CE401  
 H2.0mm - Ref: AU65-00CE402  
 H3.0mm - Ref: AU65-00CE403  
 H4.0mm - Ref: AU65-00CE404  
 H5.0mm - Ref: AU65-00CE405  
 H6.0mm - Ref: AU65-00CE406

**Ø5.0**



**Calcinable con base Cr-Co**  
 Antirrotatorio - Ref: AU14-500400  
 Rotatorio - Ref: AU14-500450



**Pilar Provisional**  
 Antirrotatorio - Ref: AU14-500300  
 Rotatorio - Ref: AU14-500350



**Pilar Multi-Unit Recto**  
 H1.0mm - Ref: AU14-501010  
 H2.0mm - Ref: AU14-501020  
 H3.0mm - Ref: AU14-501030  
 H4.0mm - Ref: AU14-501040



**Pilar Multi-Unit Angulado**  
 17° H2.0mm - Ref: AU14-501217-2  
 17° H4.0mm - Ref: AU14-501217-4  
 30° H3.0mm - Ref: AU14-501230-3  
 30° H5.0mm - Ref: AU14-501230-5

-



Compatible con: Straumann® Bone Level® y otros

## NC Ø3.3



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU34-330090



**Réplica**

Ref: AU34-330015



**Tornillo Clínico**

Torx

Normal - Ref: AU34-330059

Negro DLC - Ref: AU34-330059-N



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU34-330200

Rotatorio - Ref: AU34-330250



**Calcinable con base Cr-Co**

Antirrotatorio - Ref: AU34-330400

Rotatorio - Ref: AU34-330450



**Pilar Provisional**

Antirrotatorio - Ref: AU34-330300

Rotatorio - Ref: AU34-330350

## RC Ø4.1



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU34-410090



**Réplica**

Ref: AU34-410015



**Tornillo Clínico**

Torx

Normal - Ref: AU34-400059

Negro DLC - Ref: AU34-400059-N



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU34-410200

Rotatorio - Ref: AU34-410250



**Calcinable con base Cr-Co**

Antirrotatorio - Ref: AU34-410400

Rotatorio - Ref: AU34-410450



**Pilar Provisional**

Antirrotatorio - Ref: AU34-410300

Rotatorio - Ref: AU34-410350





Compatible con: Straumann® Bone Level® y otros

## NC Ø3.3



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.5mm - Ref: AU34-331015  
H2.5mm - Ref: AU34-331025  
H3.5mm - Ref: AU34-331035  
H4.5mm - Ref: AU34-331045



### Pilar Multi-Unit Angulado

17° x 2,5mm - Ref: AU34-331217-2  
17° x 3,5mm - Ref: AU34-331217-3  
30° x 3,5mm - Ref: AU34-331230-3  
30° x 4,5mm - Ref: AU34-331230-4



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-CF331  
H2.0mm - Ref: AU65-CF332  
H3.0mm - Ref: AU65-CF333  
H4.0mm - Ref: AU65-CF334  
H5.0mm - Ref: AU65-CF335  
H6.0mm - Ref: AU65-CF336

## RC Ø4.1



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.5mm - Ref: AU34-411015  
H2.5mm - Ref: AU34-411025  
H3.5mm - Ref: AU34-411035  
H4.5mm - Ref: AU34-411045



### Pilar Multi-Unit Angulado

17° x 2,5mm - Ref: AU34-411217-2  
17° x 3,5mm - Ref: AU34-411217-3  
30° x 3,5mm - Ref: AU34-411230-3  
30° x 4,5mm - Ref: AU34-411230-4



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-CF401  
H2.0mm - Ref: AU65-CF402  
H3.0mm - Ref: AU65-CF403  
H4.0mm - Ref: AU65-CF404  
H5.0mm - Ref: AU65-CF405  
H6.0mm - Ref: AU65-CF406



Compatible con: Sweden & Martina® Premium Khono

## Ø3.3



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU17-330090



**Réplica**

Ref: AU17-330015



**Tornillo Clínico**

M1.8 Hex. 1.27

Normal - Ref: AU17-330052

Negro DLC - Ref: AU17-330052-N



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU17-330200

Rotatorio - Ref: AU17-330250



**Calcinable con base Cr-Co**

Antirrotatorio - Ref: AU17-330400

Rotatorio - Ref: AU17-330450



**Pilar Provisional**

Antirrotatorio - Ref: AU17-330300

Rotatorio - Ref: AU17-330350

## Ø3.8



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU17-380090



**Réplica**

Ref: AU17-380015




**Tornillo Clínico**

M1.8 Hex. 1.27

Normal - Ref: AU17-330052

Negro DLC - Ref: AU17-330052-N



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU17-380200

Rotatorio - Ref: AU17-380250



**Calcinable con base Cr-Co**

Antirrotatorio - Ref: AU17-380400

Rotatorio - Ref: AU17-380450



**Pilar Provisional**

Antirrotatorio - Ref: AU17-380300

Rotatorio - Ref: AU17-380350

## Ø4.25



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU17-420090



**Réplica**

Ref: AU17-420015



**Tornillo Clínico**

M2 Hex. 1.27

Normal - Ref: AU17-420052

Negro DLC - Ref: AU17-420052-N



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU17-420200

Rotatorio - Ref: AU17-420250



**Calcinable con base Cr-Co**

Antirrotatorio - Ref: AU17-420400

Rotatorio - Ref: AU17-420450



**Pilar Provisional**

Antirrotatorio - Ref: AU17-420300

Rotatorio - Ref: AU17-420350



Compatible con: Sweden & Martina® Premium Khono

## Ø3.3



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.0mm - Ref: AU17-331010  
 H2.0mm - Ref: AU17-331020  
 H3.0mm - Ref: AU17-331030  
 H4.0mm - Ref: AU17-331040



### Pilar Multi-Unit Angulado

17°x2,5mm - Ref: AU17-331217-2  
 17°x3,5mm - Ref: AU17-331217-3  
 17°x4,5mm - Ref: AU17-331217-4  
 30°x3,5mm - Ref: AU17-331230-3  
 30°x4,5mm - Ref: AU17-331230-4



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-PK331  
 H2.0mm - Ref: AU65-PK332  
 H3.0mm - Ref: AU65-PK333  
 H4.0mm - Ref: AU65-PK334

## Ø3.8



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.0mm - Ref: AU17-381010  
 H2.0mm - Ref: AU17-381020  
 H3.0mm - Ref: AU17-381030  
 H4.0mm - Ref: AU17-381040



### Pilar Multi-Unit Angulado

17°x2,5mm - Ref: AU17-381217-2  
 17°x3,5mm - Ref: AU17-381217-3  
 17°x4,5mm - Ref: AU17-381217-4  
 30°x3,5mm - Ref: AU17-381230-3  
 30°x4,5mm - Ref: AU17-381230-4



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-PK381  
 H2.0mm - Ref: AU65-PK382  
 H3.0mm - Ref: AU65-PK383  
 H4.0mm - Ref: AU65-PK384  
 H5.0mm - Ref: AU65-PK385

## Ø4.25



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.0mm - Ref: AU17-421010  
 H2.0mm - Ref: AU17-421020  
 H3.0mm - Ref: AU17-421030  
 H4.0mm - Ref: AU17-421040



### Pilar Multi-Unit Angulado

17°x2,5mm - Ref: AU17-421217-2  
 17°x3,5mm - Ref: AU17-421217-3  
 17°x4,5mm - Ref: AU17-421217-4  
 30°x3,5mm - Ref: AU17-421230-3  
 30°x4,5mm - Ref: AU17-421230-4



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-PK4251  
 H2.0mm - Ref: AU65-PK4252  
 H3.0mm - Ref: AU65-PK4253  
 H4.0mm - Ref: AU65-PK4254  
 H5.0mm - Ref: AU65-PK4255  
 H6.0mm - Ref: AU65-PK4256



Compatible con: BTI®

## Ø4.1



### Pilar Cicatrización

H2.0mm - Ref: AU22-412120  
H3.0mm - Ref: AU22-412130  
H4.0mm - Ref: AU22-412140  
H5.0mm - Ref: AU22-412150  
H6.0mm - Ref: AU22-412160  
H8.0mm - Ref: AU22-412180



### Coping de Impresión Cubeta Abierta

Ref: AU22-410090



### Réplica

Ref: AU22-410015



### Tornillo Clínico

M1.8 Hex. 1.20  
Normal - Ref: AU22-000054  
Negro DLC - Ref: AU22-000054N  
M1.8 Cuadrado 1.30  
Normal - Ref: AU22-000053  
Negro DLC - Ref: AU22-000053N



### Calcinable (POM C)

Antirrotatorio - Ref: AU22-410200  
Rotatorio - Ref: AU22-410250



### Calcinable con base Cr-Co

Antirrotatorio - Ref: AU22-410400  
Rotatorio - Ref: AU22-410450

## Ø5.5

-



### Coping de Impresión Cubeta Abierta

Ref: AU22-550090



### Réplica

Ref: AU22-550015



### Tornillo Clínico

M1.8 Hex. 1.20  
Normal - Ref: AU22-000054  
Negro DLC - Ref: AU22-000054N  
M1.8 Cuadrado 1.30  
Normal - Ref: AU22-000053  
Negro DLC - Ref: AU22-000053N



### Calcinable (POM C)

Antirrotatorio - Ref: AU22-550200  
Rotatorio - Ref: AU22-550250



### Calcinable con base Cr-Co

Antirrotatorio - Ref: AU22-550400  
Rotatorio - Ref: AU22-550450



Compatible con: BTI®

## Ø4.1



### Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU22-410300  
Rotatorio - Ref: AU22-410350



### Pilar Multi-Unit Recto

H0.5mm - Ref: AU22-411005  
H1.0mm - Ref: AU22-411010  
H2.0mm - Ref: AU22-411020  
H3.0mm - Ref: AU22-411030  
H4.0mm - Ref: AU22-411040  
H5.0mm - Ref: AU22-411050



### Pilar Multi-Unit Angular

17°xH2,0mm - Ref: AU22-411217-2  
17°xH3,0mm - Ref: AU22-411217-3  
17°xH4,0mm - Ref: AU22-411217-4  
30°xH3,0mm - Ref: AU22-411230-3  
30°xH4,0mm - Ref: AU22-411230-4  
30°xH5,0mm - Ref: AU22-411230-5



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-BT411  
H2.0mm - Ref: AU65-BT412  
H3.0mm - Ref: AU65-BT413  
H4.0mm - Ref: AU65-BT414  
H5.0mm - Ref: AU65-BT415  
H6.0mm - Ref: AU65-BT416

## Ø5.5



### Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU22-550300  
Rotatorio - Ref: AU22-550350



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.0mm - Ref: AU22-551010  
H2.0mm - Ref: AU22-551020  
H3.0mm - Ref: AU22-551030  
H4.0mm - Ref: AU22-551040

-



Compatible con: Straumann® Tissue Level® y otros

## RN Ø4.8



**Coping de Impresión  
Cubeta Abierta**

Ref: AU33-480090



**Réplica**

Ref: AU33-480015



**Tornillo Clínico  
(para Calcinable POM C)**

Torx

Normal - Ref: AU33-480059  
Negro DLC - Ref: AU33-480059T



**Tornillo Clínico  
(para Calcinable de Cr-Co  
y Pilar Provisional)**

Torx

Normal - Ref: AU33-480055  
Negro DLC - Ref: AU33-480055T



**Calcinable (POM C)  
sobre Implante**

Antirrotatorio - Ref: AU33-480200  
Rotatorio - Ref: AU33-480250



**Calcinable con base Cr-Co**

Antirrotatorio - Ref: AU33-480400  
Rotatorio - Ref: AU33-480450

## WN Ø6.5



**Coping de Impresión  
Cubierta Abierta**

Ref: AU33-650090



**Réplica**

Ref: AU33-650015



**Tornillo Clínico  
(para Calcinable POM C)**

Torx

Normal - Ref: AU33-480059  
Negro DLC - Ref: AU33-480059T



**Tornillo Clínico  
(para Calcinable de Cr-Co  
y Pilar Provisional)**

Torx

Normal - Ref: AU33-480055  
Negro DLC - Ref: AU33-480055T



**Calcinable (POM C)  
sobre Implante**

Antirrotatorio - Ref: AU33-650200  
Rotatorio - Ref: AU33-650250

-

## Componentes Sistema Synocta



**Coping de Impresión  
sobre Octa/Synocta**

Ref: AU33-500090



**Réplica**

Ref: AU33-500015



**Tornillo Clínico Synocta**

Torx

Normal - Ref: AU33-E50059  
Negro DLC - Ref: AU33-E50059-N

-



**Calcinable (POM C)**

Antirrotatorio - Ref: AU33-500200  
Rotatorio - Ref: AU33-500250



**Calcinable con base Cr-Co**

Antirrotatorio - Ref: AU33-500400  
Rotatorio - Ref: AU33-500450



Compatible con: Straumann® Tissue Level® y otros

## RN Ø4.8



### Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU33-480300  
Rotatorio - Ref: AU33-480350



### Pilar Macizo

H4.0mm - Ref: AU33-481240  
H5.5mm - Ref: AU33-481255  
H7.0mm - Ref: AU33-481270



### Pilar Macizo con conex. Llave 1.25

H4.0mm - Ref: AU33-481440-125  
H5.5mm - Ref: AU33-481455-125  
H7.0mm - Ref: AU33-481470-125



### Pilar Cementable Recto

Ref: AU33-481321



### Pilar Cementable Angulado

15° - Ref: AU33-481515-1  
25° - Ref: AU33-481525-1



### Coping de Impresión Pick Up para Pilar Cementable Recto

Ref: AU33-481300

## WN Ø6.5



### Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU33-650300  
Rotatorio - Ref: AU33-650350

-

-

-

-

-

## Componentes Sistema Synocta

-

-

-

-

-

-



Compatible con: Straumann® Tissue Level® y otros

## RN Ø4.8



### Calcinable para Pilar Cementable

Antirrotatorio - Ref: AU33-501400  
Rotatorio - Ref: AU33-501450



### Tornillo Clínico M-2 Tetralobular Angulado

Normal - Ref: AU33-480050



### Base Cr-Co Angulada

Antirrotatorio - Ref: AU33-480410  
Rotatorio - Ref: AU33-480460



### Chimenea Calcinable Angulada

17° - Ref: AU67-001701  
30° - Ref: AU67-003001



### Pilar Multi-Unit Recto

H1.0mm - Ref: AU33-481010



### Pilar Octa

Ref: AU33-500010

## WN Ø6.5

-

-

-

-

-

## Componentes Sistema Synocta

-

-

-

-

-





## RN Ø4.8



### Pilar Synocta Conversor

Antirrotatorio - Ref: AU33-500009



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-00T401

H2.0mm - Ref: AU65-00T402

H3.0mm - Ref: AU65-00T403

H4.0mm - Ref: AU65-00T404

H5.0mm - Ref: AU65-00T405

H6.0mm - Ref: AU65-00T406



### Pilar Elitor Angulado

15° x H1.5mm - Ref: AU65-T40A1515

## WN Ø6.5

## Componentes Sistema Synocta

-

-

-

-

-

-



Compatible con: Nobel Biocare® Multi-Unit / Elite® Multi-Unit y otros

## Multi-Unit



### Tapón Cicatrización

Titanio - Ref: AU43-000005  
Plástico - Ref: AU43-000004



### Coping de Impresión Cubeta Abierta

Unigrip - Ref: AU43-500090



### Coping de Impresión Cubeta Cerrada

Ref: AU43-500080



### Réplica

Ref: AU43-500015



### Tornillo Clínico

M1.4 Unigrip  
Normal - Ref: AU43-E50057  
Negro DLC - Ref: AU43-E50057N  
M1.4 Hex. 1.27  
Normal - Ref: AU43-E50056  
Negro DLC - Ref: AU43-500056N



### Calcinable (POM C)

Rotatorio - Ref: AU43-500250



### Calcinable con base Cr-Co

Rotatorio - Ref: AU43-500450

## Estheticone



### Tapón Cicatrización

Titanio - Ref: AU43-200004



### Coping de Impresión Cubeta Abierta

Unigrip - Ref: AU43-200090

-



### Réplica

Ref: AU43-200015



### Tornillo Clínico

M1.4 Unigrip  
Normal - Ref: AU43-E50057  
Negro DLC - Ref: AU43-E50057N  
M1.4 Hex. 1.27  
Normal - Ref: AU43-E50056  
Negro DLC - Ref: AU43-500056N



### Calcinable (POM C)

Antirrotatorio - Ref: AU43-200200

-



Compatible con: Nobel Biocare® Multi-Unit / Elite® Multi-Unit y otros

## Multi-Unit



### Pilar Provisional

Titanio Rotatorio - Ref: AU43-500300  
PEEK Rotatorio - Ref: AU43-500500



### Interfase sobre Multi-Unit

Rotatoria - Ref: AU43-500650



### Tornillo Clínico Multi-Unit M-1.4 Tetralobular Angulado

Normal - Ref: AU43-E50050



### Base Cr-Co Multi-Unit Angulada

Rotatorio - Ref: AU43-500460



### Interfase Multi-Unit Orientable

Rotario - Ref: AU43-500651



### Scan Body Multi-Use

Extraoral -Ref: AU43-502203



### Pilar Elitor sobre Multi-Unit

Ref: AU43-654800

## Estheticone



### Pilar Provisional

Antirrotatorio - Ref: AU43-200300

-

-

# Componentes de Sobredentadura Elitor



Compatible con: Locator® / Kerator® / Elitor® y otros



**Pilar Elitor Barra**

Ref: AU65-00BAR



**Inserto Calcinable Roscado**

Ref: AU65-016



**Transportador**

Ref: AU65-011



**Coping de Impresión**

Ref: AU65-012



**Réplica**

Ref: AU65-010



**Kit de Procesado**

Cápsula metálica + 5 Retenedores  
+ Arandela espaciadora

Ref: AU65-009KIT



**Kit de Procesado Angulado**

Cápsula metálica + 4 Retenedores  
+ Arandela espaciadora

Ref: AU65-009KITANG



**Retenedores**

(Pack 4 un.)

Negro - Ref: AU65-000/4

Roja - Ref: AU65-001/4 (1.0 lbs)

Azul - Ref: AU65-002/4 (1.5 lbs)

Naranja - Ref: AU65-005/4 (2.0 lbs)

Rosa - Ref: AU65-003/4 (3.0 lbs)

Verde - Ref: AU65-007/4 (4.0 lbs)

Transparente - Ref: AU65-004/4 (5.0 lbs)



**Arandela Espaciadora**

(Pack 4 un.)

Ref: AU65-006/4



**Cápsula Metálica + Retención  
Negra (Pack 4 un.)**

Ref: AU65-009/4



**Herramienta Multifunción para Elitor**

Ref: VDVL-3



**Punta Hex. 0.90**

**Manual**

Corta (22mm) - Ref: AU59-200090-S  
Larga (29mm) - Ref: AU59-200090-L

**Contra-Ángulo**

Corta - Ref: AU58-100205-S  
Larga - Ref: AU58-100205



**Punta Hex. 1.20**

**Manual**


Corta (22mm) - Ref: AU59-200130  
Larga (29mm) - Ref: AU59-200135

**Carraca**

Corta (17mm) - Ref: AU59-100130  
Larga (21mm) - Ref: AU59-100135

**Contra-Ángulo**

Corta (20mm) - Ref: AU58-100130  
Larga (25mm) - Ref: AU58-100135  
X-Larga (35mm) - Ref: AU58-100135L



**Punta Hex. 1.25**

**Manual**

Corta (22mm) - Ref: AU59-200120  
Larga (29mm) - Ref: AU59-200125

**Carraca**

Corta (17mm) - Ref: AU59-100120  
Larga (21mm) - Ref: AU59-100125

**Contra-Ángulo**

Corta (20mm) - Ref: AU58-100120  
Larga (25mm) - Ref: AU58-100125  
X-Larga (35mm) - Ref: AU58-100125L



**Punta Hex. 1.27**

**Manual**

Corta (22mm) - Ref: AU59-200127-S  
Larga (29mm) - Ref: AU59-200127-L

**Contra-Ángulo**

Corta (20mm) - Ref: AU58-100117  
Larga (25mm) - Ref: AU58-100118  
X-Larga (35mm) - Ref: AU58-100118L



**Punta Torx.**

**Manual**

Corta (22mm) - Ref: AU59-200173  
Larga (29mm) - Ref: AU59-200174

**Contra-Ángulo**

Corta (20mm) - Ref: AU58-100174  
Larga (25mm) - Ref: AU58-100174M  
X-Larga (35mm) - Ref: AU58-100174L




**Punta Unigrip**

**Manual**

Corta (22mm) - Ref: AU59-200177  
Larga (29mm) - Ref: AU59-200178

**Contra-Ángulo**

Corta (20mm) - Ref: AU58-100178  
Larga (25mm) - Ref: AU58-100178M  
X-Larga (35mm) - Ref: AU58-100178L



**Punta Multi-Unit Hex. 2.0**

**Manual**

Corta (22mm) - Ref: AU59-200160-S  
Larga (29mm) - Ref: AU59-200160-L  
Plástico - Ref: AU59-200300

**Carraca**

Corta (17mm) - Ref: AU59-100160  
Larga (21mm) - Ref: AU59-100160-L

**Contra-Ángulo**

Ref: AU58-100160



**Punta Multi-Unit Hex. 2.5**

**Manual**

Corta (22mm) - Ref: AU59-200161-S  
Larga (29mm) - Ref: AU59-200161-L

**Carraca**

Corta (17mm) - Ref: AU59-100161  
Larga (21mm) - Ref: AU59-100161-L



**Llave para Locator® / Elitor®**

**Carraca** - Ref: AU59-100146

**Contra-Ángulo** - Ref: AU58-100146



**Carraca Dinamométrica  
(10-45 Ncm/∞)**

Ref: VDIN



**Llave Tetralobular**

**Contra-Ángulo**

Corta (18mm) - Ref: AU58-400100-S  
Larga (25mm) - Ref: AU58-400200-L  
X-Larga (31mm) - Ref: AU58-400300-EL



**Adaptador de Contra-Ángulo  
a Carraca**

**Straumann Ø7** - Ref: AU59-100198

**Nobel Biocare Ø8** - Ref: AU59-100199



**Mango para Llave  
Contra-Ángulo**

Ref: AU58-100190



**Adaptador de Contra-Ángulo  
a Carraca Cuadrada 4x4mm**

Ref: AU59-100194



**Extractor Tornillo Coronado N°1 para Carraca Cuadrada 4x4mm**

Ref: AU EXT-IMP-1



**Extractor Tornillo Coronado N°2 para Carraca Cuadrada 4x4mm**

Ref: AU EXT-IMP-2



**Extractor Implante N°3 para Carraca Cuadrada 4x4mm**

Ref: AU EXT-IMP-3



**Extractor Implante N°4 para Carraca Cuadrada 4x4mm**

Ref: AU EXT-IMP-4



**Adaptador Llave Carraca Cuadrada 4x4mm**

Ref: AU59-100191



**Extensor para Carraca Cuadrada 4x4mm**

Ref: AU59-100195



**Kit de Extractores N° 1, 2, 3, 4 (incluye Adaptador + Extensor + Caja)**  
Ref: AU EXT-IMP KIT-2

## Hexágono Externo Alto

Compatible con Klockner®



### Tornillo

Ref: AU10-000052



### Pilar Elitor

H2.0mm - Ref: AU65-KL422  
H3.0mm - Ref: AU65-KL423  
H4.0mm - Ref: AU65-KL424

## Hexágono Externo

Compatible con Phibo® TSH2



### Pilar Elitor

H1.0mm - Ref: AU65-TSH331  
H2.0mm - Ref: AU65-TSH332  
H3.0mm - Ref: AU65-TSH333  
H4.0mm - Ref: AU65-TSH334  
H5.0mm - Ref: AU65-TSH335

## Cónica Tissue Care

Compatible Dentsply® Ankylos®



### Réplica

Ref: AU27-350015

## Cigomático

(Hexágono externo universal)



### Pilar Multi-Unit Recto

Ref: AU43-Z01010  
Ref: AU43-Z01020

# Biomateriales

## ETGRAFT TCP FOSFATO TRICÁLCICO, 1GR. (FINO O MEDIO)

Biomaterial sintético poroso a base de fosfato tricálcico (B-TCP), desarrollado para la regeneración ósea.

### Composición:

99.9% Fosfato Tricálcico (B-TCP).

### PRESENTACIÓN

Referencia	Geometría	Dimensiones	Cantidad
TGR050105P-U	Gránulos	0.5 - 1.0mm	0,5gr x 1 Unid.
TGR050105P	Gránulos	0.5 - 1.0mm	0,5gr x 5 Unids.
TGR050110P-U	Gránulos	0.5 - 1.0mm	1gr x 1 Unid.
TGR050110P	Gránulos	0.5 - 1.0mm	1gr x 5 Unids.





[www.titanimplant.net](http://www.titanimplant.net)

 elite®